

PRENAN® FOR PREMATURE SPEDBARN MED LAV FØDSELVEKT



Morsmelk er den beste næringen til spedbarn de første levemånedene, og bør om mulig alltid være førstevalg. PreNAN-produktene er næringsmidler for spesielle medisinske formål, og skal anvendes etter anbefaling av lege eller annet helsepersonell under medisinsk tilsyn.

PRENAN® HUMAN MILK FORTIFIER (HMF), 72 x 1 g



PreNAN HMF er et ernæringspreparat til berikning av morsmelk. Til kostholdsbehandling av premature spedbarn med lav fødselsvekt. PreNAN HMF er ikke beregnet som eneste ernæringskilde og er ikke fullverdig ernæring.

- Full styrke (4 g PreNAN® HMF per 100 ml morsmelk) gir 17 kcal, 1,4 g protein og 1,8 mg jern
- Delvis hydrolysert myseprotein
- MCTs som energikilde

FOR BERIKNING AV MORSMELK

PRENAN® PREEMIE 1 & DISCHARGE 2, 70 ml



PreNAN Preemie 1
er til kostholdsbehandling av premature spedbarn med lav fødselsvekt <1800g.



PreNAN Discharge 2
er til kostholdsbehandling av premature spedbarn med lav fødselsvekt >1800g.

Ernæringsmessig fullverdig og tilpasset for å dekke ernæringsbehovene for premature spedbarn med lav fødselsvekt under rask tilvekst etter utskrivelse fra sykehuset. Egnet som eneste ernæringskilde.

- Høyt energiinnhold
- Delvis hydrolysert myse- og kaseinprotein lett å fordøye
- Medium chain triglycerides (MCTs) som energikilde (Preemie 1)
- 2 humane melkeoligosakkarider, 2'-FL & LNnT*
- **Høyt innhold av energi og protein:**
Preemie 1: 81 kcal/100 ml og 2,9 g protein/100 ml
Discharge 2: 72 kcal/100 ml og 2,0 g protein/100ml

*2'-Fukosyllaktose (2'-FL), lakto-N-neotetraose (LNnT) humane melkeoligosakkarider, ikke fra morsmelk.

VIKTIG. Vi tror at amming er den ideelle starten når det gjelder ernæring for spedbarn ettersom morsmelk bidrar til en balansert og næringsrik kost og bidrar til å forebygge sykdom for spedbarnet. Vi støtter anbefalingen fra verdens helseorganisasjon om eksklusiv amming de første seks månedene av livet, etterfulgt av introduksjon av næringsrik, fast føde, parallelt med amming opptil to års alder. Vi innser også at amming kanskje ikke er et alternativ av ulike medisinske årsaker. Foreldre bør kun gi næringsmiddel til spesielle medisinske formål til spedbarn etter anbefaling fra helsepersonell etter vurdering av alle alternativer for ernæringsbehandling, inkludert amming. Kontinuerlig bruk av næringsmiddel til spesielle medisinske formål må vurderes av helsepersonell ut fra barnets behov, med hensyn til sosiale og økonomiske konsekvenser for familien. Næringsmiddel til spesielle medisinske formål bør alltid tilberedes, brukes og oppbevares som anvis på etiketten for å unngå risiko for barnets helse.

Nestlé
Baby & you
Medical

PRENAN® HUMAN MILK FORTIFIER (HMF), 72 x 1 g

VIKTIG: Vask alltid hendene og steriliser matingsutstyret før du tilbereder barnets mat. Tilbered kun ett måltid om gangen. Mat umiddelbart og følg instruksjonene nøyaktig. Feil dosering kan gjøre barnet sykt. Kast alle rester av beriket morsmelk etter hvert måltid. Kun til sykehusbruk, under medisinsk tilsyn.

PÅMINNELSE! Hold alltid babyen mens du mater. Å forlate babyen uten tilsyn kan føre til kvalning.

TILBEREDNING

1. Hver flaske, sprøyte eller beholder for sondemating må forberedes individuelt like før mating.
2. Hvis frossen morsmelk brukes, tines morsmelken gradvis i kjøleskap (under 4°C). IKKE bruk mikrobølgeovn eller la den tine i romtemperatur.
3. Rist eller snurr godt rundt før du heller morsmelken i flasken, sprøyten eller beholderen.
4. Hell kun den mengden morsmelk som skal berikes i den egnede matingsbeholderen.
5. Varm opp morsmelken til kroppstemperatur før du blander den med berikningspulveret. IKKE BRUK mikrobølgeovn.
6. Tilsett den anviste mengden PreNAN® HMF til ønsket mengde lunken morsmelk (35°C - 40°C), bruk standard-tilberedning (1 g per 25 mL morsmelk) eller den spesifikt utregnede mengden, hvis annet er anbefalt.
7. Sett på lokket og rist forsiktig til pulveret er helt oppløst. MAT UMIDDELBART.

8. Kast alle rester av beriket morsmelk etter hvert måltid.
9. Åpnet pose skal brukes umiddelbart eller kastes
10. For sondemating: Når beriket morsmelk er tilberedt, skal den brukes innen 4 timer.

DOESERING

Følgende gis som en veiledning og kan endres basert på medisinske anbefalinger. En mengde som er passende for vekten og alderen til for tidlig fødte/lav fødselsvekt barn bør foreskrives. Standardberikning er 1 g per 25 mL morsmelk.

Det anbefales å gå gradvis frem:

- Start med 2 g PreNAN® HMF per 100 mL morsmelk.

Etter en 24-timers periode:

- Berikelsen kan økes til 4 g PreNAN® HMF per 100 mL morsmelk.
- Følg sykehusets retningslinjer for berikning.

OPPBEVARING

Forpakningen oppbevares kjølig og tørt. Pakket i en beskyttende atmosfære.

KONTRAINDIKASJON

PreNAN HMF skal ikke gis ved diagnostisert kumelks-proteinalergi, laktoseintolleranse, galaktosemi/glukose-galaktose malabsorpsjon.

PreNAN HMF skal **ikke** gis intravenøst.

PRENAN® PREEMIE 1 & DISCHARGE 2, 70 mL

VIKTIG: Følg instruksjonene nøye. Feil oppbevaring, tilberedning og mating kan medføre helseisiko for barnet. Hold barnet når du mater det slik at du ser at det ikke setter noe i halsen. Tilbered kun én flaske om gangen, mat med én gang og kast eventuelle rester.

VIKTIG: Kontroller at forseglingen ikke er brutt. Produktet må ikke brukes hvis forseglingen er brutt.

TILBEREDNING

1. Drikkeklar. Rist flasken før bruk.
2. Fjern plastikkhetten og aluminiumsfolien.
3. Varmes i vannbad til matetemperatur, ca. 37°C, enten direkte i flasken eller i en sterilisert tåteflaske.
4. Ikke bruk mikrobølgeovn og sjekk alltid temperaturen før mating.
5. Kast ubrukt innhold innen en time etter matning.

VIKTIG: Skal kun brukes under medisinsk tilsyn. Det nødvendige totale daglige inntaket av væske og energi for premature beregnes av klinisk ernæringsfysiolog eller lege. Døgnmengden fordeles i ønskede antall måltider.

OPPBEVARING

Oppbevares tørt, ikke over normal romtemperatur. Må ikke fryses. Pakket i beskyttende atmosfære. Åpnet flaske må lukkes igjen og oppbevares i kjøleskap ved 4°C i inntil 8 timer. Kast ubrukt produkt innen 1 time.

Best før: Se flaskens nederste kant.

KONTRAINDIKASJON

PreNAN Preemie 1 og Discharge 2 skal ikke gis ved diagnostisert kumelks-proteinalergi, laktoseintolleranse, galaktosemi/glukose-galaktose malabsorpsjon.

PreNAN Preemie 1 og Discharge 2 skal **ikke** gis intravenøst.

WWW.NESTLENUTRITION-MEDICAL.NO

Tonje Halland, tlf. +47 41 55 71 64 • Ida Kjendbakke, tlf. +47 41 36 76 69

VIKTIG: Vi tror at amming er den ideelle starten når det gjelder ernæring for spedbarn ettersom at morsmelk bidrar til en balansert og næringsrik kost og bidrar til å forebygge sykdom for spedbarnet. Vi støtter anbefalingen fra verdens helseorganisasjon om eksklusiv amming de første seks månedene av livet, etterfulgt av introduksjon av næringsrik, fast føde, parallelt med amming opp til års alder. Vi innser også at amming kanskje ikke er et alternativ av ulike medisinske årsaker. Foreldre bør kun gi næringsmiddel til spesielle medisinske formål til spedbarn etter anbefaling fra helsepersonell etter vurdering av alle alternativer for ernæringsbehandling, inkludert amming. Kontinuerlig bruk av næringsmiddel til spesielle medisinske formål må vurderes av helsepersonell ut fra barnets behov, med hensyn til sosiale og økonomiske konsekvenser for familien. Næringsmiddel til spesielle medisinske formål bør alltid tilberedes, brukes og oppbevares som anvis på etiketten for å unngå risiko for barnets helse.



Nestlé
Baby & you
Medical